

# AQUARTYL LDSR 30 - 110 - 300

## Lingettes désinfectantes sans rinçage

Seau de lingettes en non tissé pré imprégné d'une solution hydroalcoolique contenant plus de 70% d'éthanol. Par sa composition, le produit assure un large spectre de désinfection.

Utilisations en milieu alimentaire, collectivités et administrations (Education, mairies, collectivités...), industries pharmaceutiques, santé (hôpitaux, cliniques, EHPAD...)

### Mode d'emploi

Sortir une lingette de son emballage puis bien refermer.

Essuyer, nettoyer les surfaces puis laisser agir.

Ne pas rincer.

Jeter la lingette après utilisation.

Utiliser une lingette pour chaque équipement.

### Caractéristiques

Aspect	: Pot de lingettes imprégnées
Couleur	: Blanc
Composition	: PET/Viscose
Grammage	: 40g
Parfum	: Sans

Format lingette	: 16.6 x 17
Nb de formats	: 110 unités
Nature du seau	: Polypropylène
pH	: 9.2
Densité	: 0.87

### Normes

#### Bactéricides

- EN 1276 : 5 mn - Conditions de propreté
- EN 13697 : 5 mn - Conditions de saletés

#### Levuricides (*Candida albicans*)

- EN 1650 : 15 mn - Conditions de saletés

#### Fongicides (*Candida albicans* + *Aspergillus brasiliensis*)

- EN 1650 : 15 mn - Conditions de saletés
- EN 13697 : 15 mn - Conditions de saletés

#### Virucides

- EN 14476 + A2



### Manipulation – Stockage

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

### Législation

Liquide d'imprégnation pour lingettes désinfectantes à usage biocide TP1 (hygiène humaine) TP2-TP4 destinée à la désinfection de surface. Contient 70% d'éthanol.

Conforme à l'arrêté du 8/9/1999 consolidé relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 05 48 48. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### Conditionnements

- Canette de 30 lingettes
- Seau de 110 lingettes
- Seau de 300 lingettes